

## Preisblatt - Verkaufspreise

Ausgabe: 01.10

Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer Stand 22.01.2010

### Dentor Unrüstung Grundausrüstung

Dentor - Dentrix werden total entkernt, ein Stahlgehäuse mit neuen Platinen und Steuerungen für Wasser / Luft wird eingeschoben und an vorhandenen Gewindelöchern verschraubt. Im oberen Bereich ist eine Folientastatur und ein Display angebracht, mit welchen man die Motore und das Ultraschall auf 3 Ebenen programmieren kann. Zur Grundausrüstung gehört ebenfalls ein neuer Fußanlasser

Best. Nr.	Artikelbezeichnung	Stk.	Einzelpreis €
102	Dentor "L" 87 X 30 cm mit Pneumatik-Fußanlasser		3.267,60 €
103	Dentor "L" 83 X 30 cm mit Pneumatik-Fußanlasser		3.267,60 €
104	Dentor "E" 87 X 30 cm mit Fußanlasser		3.305,40 €
105	Dentor "E" 83 X 30 cm mit Fußanlasser		3.305,40 €
<b>Bestückungsmöglichkeiten</b>			
128	Spray-Wasserwärmer		264,00 €
132	Lichtturbineneinrichtung ohne Turbinenhandstück		430,50 €
134K	LM-Lichtmikromotoreinrichtung Thomas Titan	NSK	1.431,15 €
0810	Lichtmikromotoreinrichtung NL 400 Kollektorlos	NSK	1.790,00 €
136U	Ultraschall - ZEG Thomas ohne Licht	NSK	1.235,85 €
136V	Ultraschall - ZEG Thomas mit Licht	NSK	1.706,25 €
137	6-Funktionsspritze		850,50 €
138	3-Funktionsspritze		368,55 €
153	Bodenanschlußdose 300 X 230		761,25 €
567	Wassereinheit für vorh. Bodendose		189,00 €
568S	Luftregeleinheit für vorh. Bodendose		124,95 €
106	Dentor Gehäuse-Lackierung		195,00 €

Best. Nr.	Artikelbezeichnung	Stk.	Einzelpreis €
107	Dentrix 87 X 30 cm		1.297,80 €
108	Dentrix 83 X 30 cm		1.297,80 €
<b>Bestückungsmöglichkeiten</b>			
171	Saugschlauch groß mit Schieberhandstück		175,00 €
172	Saugschlauch klein mit Schieberhandstück		175,00 €
137	6-Funktionshandstück		850,55 €
138	3-Funktionshandstück		368,55 €
141	Pulverstrahler		968,10 €
126	Ausblasdüse (Luftpüster)		126,00 €
442	Platzwähler		162,65 €

Mit erscheinen dieser Preisliste, verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit

**Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. Mwst.**